

CROSS UP 8409

Camilla con manijas telescópicas



El colchón mostrado en la imagen se vende por separado. La imagen puede ser diferente del producto real.

Cross Up 8409 es una camilla para recuperación y transporte de pacientes, que se puede utilizar sola o conjuntamente a su carro dedicado que permite su anclaje seguro al interior de la ambulancia.

Características específicas

Plataforma en polietileno de fácil limpieza
Respaldar ajustable
Manijas telescópicas
Apta para uso con carro Cross Up 8409
Ligero y robusto
Barandillas reclinables <i>Safe bar</i>
Ruedas \varnothing 100 mm para aumentar la fluidez de manejo
Posición anti-shock Trendelenburg y Fowler

Accesorios estandar

ST70002A	Cinturones 2 pz metal reflex negra
----------	------------------------------------

Accesorios opcionales

CR00007E	Carro Cross Up 8409
CR00008E	Carro Cross Up 8409 Twist
CR60003E	Carro Cross Up 8409 Cert. 10G
CR60004E	Carro Cross Up 8409 Twist Cert. 10G
ST70000A	Colchón anatómico QMX/777
IF01043B	Portasuero TRACK 4
ST00497B	DNA STRAP cint. c/enrollador integrado
ST00498B	DNA STRAP cint. torácica c/enrollador integrado
CB09028C	Soporte de fijación del portatanque <i>para Safe Bar</i>
ST00491A	STX 90 reposacabeza telescópico para camillas

Datos Técnicos

Ancho	560 \pm 10 mm
Longitud con manijas abiertas	1970 \pm 10 mm
Longitud con manijas cerradas	2500 \pm 10 mm
Posiciones respaldar	5
Ruedas	\varnothing 100 mm
Longitud barrandilla	680 mm
Alto barrandilla	200 mm
Material	Al, Acero inox, PE
Peso	21 kg
Capacidad de carga	250 kg

DM di clase I de acuerdo con la Dir. 93/42/CEE

Camilla CROSS UP 8409 TF

CR00010E

Clasificación CND



V0899

Rev.1 (18/07/2017)

COPIA NO REVISADA – revisiones posteriores serán disponibles en el link <http://support.spencer.it>

Spencer Italia S.r.l. Sala Baganza (PR) Italia Tel. +39.0521.541111 Fax +39.0521.541222

www.spencer.it