

## CROSS UP 8409

### Barellino con manici telescopici



Il materasso mostrato nell'immagine è venduto separatamente. L'immagine può differire dal prodotto reale

Cross Up 8409 è un barellino per il recupero e il trasporto dei pazienti da utilizzarsi da solo o assieme al carrello dedicato, il quale ne permette un fissaggio sicuro all'interno di un veicolo sanitario.

#### Caratteristiche specifiche

Pianale in Polietilene facilmente igienizzabile
Schiena regolabile
Manici telescopici
Predisposta per l'utilizzo con Carrello Cross Up 8409
Leggero e robusto
Spondine reclinabili <i>Safe bar</i>
Ruote $\varnothing$ 100 mm per migliorare la scorrevolezza
Posizione anti-shock Trendelenburg e Fowler

#### Accessori di serie

ST70002A	Cintura 2 pz metallo reflex nera
----------	----------------------------------

#### Accessori opzionali

CR00007E	Carrello Cross Up 8409
CR00008E	Carrello Cross Up 8409 Twist
CR60003E	Carrello Cross Up 8409 Cert. 10G
CR60004E	Carrello Cross Up 8409 Twist Cert. 10G
ST70000A	Materasso anatomico QMX/777
IF01043B	Portaflebo TRACK 4
ST00497B	DNA Strap con arrot.integrato
ST00498B	DNA Strap torac. con arrot.integrato
CB09028C	Supporto fiss. tanker per Safe Bar
ST00491A	STX 90 poggiatesta telescopico per barelle

#### Dati tecnici

Larghezza	560 $\pm$ 10 mm
Lunghezza con manici chiusi	1970 $\pm$ 10 mm
Lunghezza con manici aperti	2500 $\pm$ 10 mm
Posizioni schiena	5
Ruote	$\varnothing$ 100 mm
Lunghezza spondine	680 mm
Altezza spondine	200 mm
Materiali	Al, Acciaio inox, PE
Peso	21 kg
Capacità di carico	250 kg

DM di classe I secondo la Dir. 93/42/CEE

BARELLINO CROSS UP 8409 TF

CR00012E

Classificazione CND



V0899

Rev.1 (18/07/2017)

COPIA NON CONTROLLATA – successive revisioni saranno disponibili al link <http://support.spencer.it>

Spencer Italia S.r.l. Sala Baganza (PR) Italia Tel. +39.0521.541111 Fax +39.0521.541222

[www.spencer.it](http://www.spencer.it)