

## CROSS UP 8409

### Barella Autocaricante 10G con barellino staccabile



Spencer Cross Up 8409 è un carrello autocaricante con barellino staccabile, ad altezze variabili, per il trasporto dei pazienti. Può essere utilizzata per operazioni di soccorso su strada e su mezzi sanitari. Le gambe si piegano indipendentemente, azionando gli appositi comandi, in fase di caricamento, e si aprono automaticamente in fase di scarico.

#### Caratteristiche specifiche

Pianale in Polietilene facilmente igienizzabile
Comandi con codice colore
Schienale regolabile
Posizione antishock Trendelenburg
Freni sulle ruote posteriori
Sponde reclinabili <i>Safe bar</i>
Sistema altezza variabile per agevolare il caricamento del paziente
Il barellino si stacca dal carrello con estrema facilità ed è dotato di manici telescopici per agevolare le operazioni di sollevamento
Certificato 10G se utilizzato con il sistema di fissaggio R-MAX

#### Accessori di serie

ST70000A	Materasso anatomico in PVC QMX/777
ST70002A	Cinture STX 702 due pezzi metallo reflex nere

#### Dati tecnici

Lunghezza	1975 ± 10mm
Larghezza	580 ± 10 mm
Peso carrello	31 ± 1 kg
Peso barellino	21 ± 1 kg
Portata	250 kg
Ruote	ø200 mm
Altezza sotto ruota carrello di carico	65 cm
Materiali	Acciaio inox, Al, PE
Lunghezza sponde	680 mm
Altezza sponde	200 mm

#### Accessori opzionali

ST42702C	Gancio R-Max <small>(Obbligatorio per versioni 10G)</small>
ST00491A	STX 90 Poggiatesta telescopico per barelle
ST00497B	DNA STRAP cint. c/arrotolettore integrato
ST00498B	DNA STRAP cint. toracica c/arrot. integrato
CB09025C	Tanker portab.giallo per sponda barella
CB09028C	Supporto fissaggio Tanker per Safe Bar

DM di classe I secondo la Dir. 93/42/CEE

CROSS UP 8409 C/BARELLINO T  
C/QMX777 CERT. 10G  
**CR00022E**



Classificazione CND	V0899
Identificativo registrazione	1110306

Rev.1 (28/09/2016)

COPIA NON CONTROLLATA – successive revisioni saranno disponibili al link <http://support.spencer.it>

Spencer Italia S.r.l. Collecchio (PR) Italia Tel. +39.0521.541111 Fax +39.0521.541222

[www.spencer.it](http://www.spencer.it)