

CROSS UP 8409

Camilla automática 10G con camilla desprendible



Spencer Cross Up 8409 es una camilla automática para el transporte de pacientes. Tiene alturas ajustables y es compuesta también por una camillita desprendible. Puede ser utilizada para operaciones de rescate en carretera y en ambulancia. Las patas se doblan de manera independiente en fase de carga, accionando los respectivos controles, y se abren automáticamente en fase de descarga.

Características específicas

Plataforma en polietileno de fácil limpieza
Controles codificados por color
Respaldo ajustable
Plataforma con posición antishock Trendelenburg
Frenos en las ruedas traseras
Barandillas reclinables <i>Safe bar</i>
Sistema altura variable para facilitar la carga del paciente
La camillita se desprende del carro muy fácilmente y posee manijas telescópicas para que se pueda levantar con agilidad
Certificado si utilizado con el sistema de anclaje R-MAX

Accesorios estandar

ST70000A	Colchón anatómico in PVC QMX/777
ST70002A	Correas STX 702 dos piezas metal reflex negros

Datos Técnicos

Longitud	1975 ± 10mm
Ancho	580 ± 10 mm
Peso carro	31 ± 1 kg
Peso camillita	21 ± 1 kg
Capacidad de carga	250 kg
Ruedas	ø200 mm
Altura debajo del nivel de carga	65 cm
Materiales	Acero inox., Al, PE
Longitud barrandilla	680 mm
Alto barrandilla	200 mm

Accesorios opcionales

ST42707B	Anclaje S-Max <small>(Obligatorio aear versiones 10G)</small>
ST00491A	STX 90 Reposacabezas telescópico para camillas
ST00497B	DNA STRAP cint. c/enrollador integrado
ST00498B	DNA STRAP cint. torácica c/enrollador integrado
CB09025C	Portatanque de oxígeno amarillo, enganchable en la barrandilla de la camilla
CB09028C	Soporte de fijación del portatanque <i>para Safe Bar</i>

DM de clase I en base a la Dir. 93/42/CEE

CROSS UP 8409 C/CAMILLITA T
C/QMX777 CERT. 10G

CR00022E

Clasificación CND



V0899

Identificación de registro

1110306

Rev.2 (18/07/2017)

COPIA NO REVISADA – revisiones posteriores serán disponibles en el link <http://support.spencer.it>

Spencer Italia S.r.l. Sala Baganza (PR) Italia Tel. +39.0521.541111 Fax +39.0521.541222

www.spencer.it