

CROSS UP 8409

Barella Autocaricante 10G con barellino staccabile



Spencer Cross Up 8409 è un carrello autocaricante con barellino staccabile, ad altezze variabili, per il trasporto dei pazienti. Può essere utilizzata per operazioni di soccorso su strada e su mezzi sanitari. Le gambe si piegano indipendentemente, azionando gli appositi comandi, in fase di caricamento, e si aprono automaticamente in fase di scarico.

Caratteristiche specifiche

Pianale in Polietilene facilmente igienizzabile
Comandi con codice colore
Schienale regolabile
Posizione antishock Trendelenburg
Freni sulle ruote posteriori
Sponde reclinabili <i>Safe bar</i>
Sistema altezza variabile per agevolare il caricamento del paziente
Il barellino si stacca dal carrello con estrema facilità ed è dotato di manici telescopici per agevolare le operazioni di sollevamento
Certificato 10G se utilizzato con il sistema di fissaggio R-MAX

Accessori di serie

ST70000A	Materasso anatomico in PVC QMX/777
ST70002A	Cinture STX 702 due pezzi metallo reflex nere

Dati tecnici

Lunghezza	1975 ± 10mm
Larghezza	580 ± 10 mm
Peso carrello	31 ± 1 kg
Peso barellino	21 ± 1 kg
Portata	250 kg
Ruote	Ø200 mm
Altezza sotto ruota carrello di carico	65 cm
Materiali	Acciaio inox, Al, PE
Lunghezza sponde	680 mm
Altezza sponde	200 mm

Accessori opzionali

ST42702C	Gancio R-Max <small>(Obbligatorio per versioni 10G)</small>
ST00491A	STX 90 Poggiatesta telescopico per barelle
ST00497B	DNA STRAP cint. c/arrotolatore integrato
ST00498B	DNA STRAP cint. toracica c/arrot. integrato
CB09025C	Tanker portab.giallo per sponda barella
CB09028C	Supporto fissaggio Tanker per Safe Bar

DM di classe I secondo la Dir. 93/42/CEE

CROSS UP 8409 C/BARELLINO T
C/QMX777 CERT. 10G
CR00022E



Classificazione CND	V0899
Identificativo registrazione	1110306

Rev.2 (18/07/2017)

COPIA NON CONTROLLATA – successive revisioni saranno disponibili al link <http://support.spencer.it>

Spencer Italia S.r.l. Sala Baganza (PR) Italia Tel. +39.0521.541111 Fax +39.0521.541222

www.spencer.it