

CROSS UP 8409

Brancard avec logement pour plan dur vertébral



La photo montre le dispositif avec matelas et plan dur livrés comme accessoires

Cross Up 8409 est un brancard pour le transport des patients pouvant être utilisé seul ou avec le chariot portoir. Ce dernier, avec son propre système de fixation 3 points, permet une utilisation à l'intérieur d'une ambulance. Dans cette version, le brancard est pourvu d'un logement pour le rangement du plan dur vertébral B-Bak Pin. Cette solution permet ainsi de réduire considérablement les temps nécessaires pour effectuer les secours et réduit ainsi l'encombrement dans le véhicule.

Caractéristiques spécifiques

Logement pour plan dur B-Bak Pin
Plan de couchage en polyéthylène facile à nettoyer
Relève buste ajustable
4 Poignées télescopiques
Compatible pour utilisation avec chariot portoir per Cross Up 8409 e t Cross Chair 10G
Léger et robuste
Barrières de sécurité rabattables type <i>Safe bar</i>
4 Roues ø100 mm
Position jambes relevées et position confort

Accessoires de série

ST70002A	2 ceintures boucle métal
----------	--------------------------

Accessoires en option

CR00007E	Chariot 8409
CR00008E	Chariot 8409 Twist
CR60003E	Chariot 8409 Cert. 10G
CR60004E	Chariot 8409 Twist Cert. 10G
CR00082C	Cross Chair chariot Cert. 10G
ST02061B	B-BAK PIN plan dur vertébral
ST70000A	Matelas anatomique QMX 777
IF01043B	Tige porte sérum
ST00497B	DNA Strap sangle avec enrouleur
ST00498B	DNA Strap thoracique avec enrouleur
CB09028C	Support pour porte bouteille Tanker
ST00491A	STX 90 repose-tête télescopique

Données techniques

Largeur	560 ± 10 mm
Longueur avec poignée pliées	1970 ± 10 mm
Longueur avec poignées dépliées	2500 ± 10 mm
Hauteur plan de couchage	240 ± 10 mm
Positions relève-buste	5
Roues	ø100 mm
Longueur barrières	680 mm
Hauteur barrières	200 mm
Matériaux	Al, Acier, PE
Poids	22 ± 1 kg
Capacité de portage	250 kg

DM de classe I selon la Dir. 93/42/CEE

BRANCARD TF CROSS UP 8409 AVEC
LOGEMENT PLAN DUR COMPATIBLE
AVEC PORTOIR CROSS CHAIR

CR00024

Classificazione CND



V0899

Rev.1 (18/07/2017)

COPIA NON CONTROLLATA – successive revisioni saranno disponibili al link <http://support.spencer.it>

Spencer Italia S.r.l. Sala Baganza (PR) Italia Tel. +39.0521.541111 Fax +39.0521.541222

www.spencer.it