

SHARP

Mecanismo de desbloqueo semi-automático para camillas



Mecanismo de accionamiento manual, su instalación en la camilla agiliza la liberación de las camillas Spencer del sistema de anclaje S-MAX.

Características específicas

Ubicado de manera estratégica en la manija de los controles, se identifica de inmediato gracias a su coloración.

Peso extremadamente bajo
Para ser accionado requiere de una sola mano.

Permite que el operador siga agarrando la camilla con ambas manos, asegurando mayor seguridad durante las fases de descarga.

Ocupa el mismo espacio de las normales dimensiones de la camilla.

Camillas compatibles

Camillas 10G Cross , Crossover, Carrera TEC, Carrera TEC XL

Nota: La instalación debe ser realizada con la intervención de personal de asistencia técnica.

Productos relacionados

CR90012C	Adaptador del carro de carga (indispensable en caso la camilla lo tenga)
----------	---

Datos técnicos

Materiales	Acero, PE, Nylon
Peso	720 ± 20 g

SISTEMA SHARP PARA CAMILLAS
CR00025C

Rev.1 (18/07/2017)

COPIA NO REVISADA – revisiones posteriores serán disponibles en el link <http://support.spencer.it>

Spencer Italia S.r.l. Sala Baganza (PR) Italia Tel. +39.0521.541111 Fax +39.0521.541222

www.spencer.it