

SHARP

Sistema di sblocco
semi-automatico per barelle



Sistema ad azionamento manuale da installarsi sulla barella, dedicato allo sgancio di barelle Spencer dal sistema di fissaggio S-MAX.

Caratteristiche specifiche

Strategicamente posizionato sul maniglione dei comandi e semplice da identificare grazie alla sua colorazione

Peso estremamente contenuto

Richiede l'utilizzo di una sola mano per il suo azionamento

Consente all'operatore di mantenere la presa sulla barella con entrambe le mani, garantendo maggior sicurezza durante le fasi di scarico della barella

Non genera ingombri aggiuntivi rispetto alle normali dimensioni della barella

Barelle compatibili

Barelle 10G modelli Cross, Crossover, Carrera TEC, Carrera TEC XL

Nota: L'installazione richiede l'intervento da parte di personale di assistenza tecnica

Prodotti correlati

CR90012C	Adattatore carrello di carico (indispensabile nel caso la barella ne sia sprovvista)
----------	---

Dati tecnici

Materiali	Acciaio, PE, Nylon
Peso	720 ± 20 g

SISTEMA SHARP PER BARELLE
CR00025C

Rev.1 (18/07/2017)

COPIA NON CONTROLLATA – successive revisioni saranno disponibili al link <http://support.spencer.it>

Spencer Italia S.r.l. Sala Baganza (PR) Italia Tel. +39.0521.541111 Fax +39.0521.541222

www.spencer.it