

CROSS CHAIR

Camilla/Silla



Cross Chair es un dispositivo que adopta soluciones innovadoras para el transporte urgente y que se adapta a todas las situaciones de emergencia, bien en carretera como en las ambulancias. El dispositivo puede ser usado en la versión silla o camilla, y se adapta a los escenarios de socorro más variados. Para ofrecer versatilidad y seguridad ulteriores, es disponible un carro especialmente dedicado a esta camilla para permitir el uso en ambulancias y facilitar el transporte.

Características específicas

- Cambio de configuración en 2 segundos
- Colchón en PVC a 4 dividido en 4 segmentos y con interior extraíble
- Plano en Polietileno que se puede limpiar fácilmente
- Respaldo regulable en 5 posiciones
- Mangos telescópicos
- Mangos posteriores auto-posicionantes
- Adapta para el uso con el carro Cross Chair
- Ligera y robusta
- Las barandillas abatibles *Safe bar* protegen el paciente aún en la configuración "silla"
- Ruedas $\varnothing 150$ mm para mejorar la fluidez del transporte
- Posición antishock Trendelenburg
- Ruedas anteriores $\varnothing 75$ mm pivotantes con freno bien del eje como de la rotación para agilizar el transporte en posición de silla

Accesorios de serie

| | |
|----------|------------------------------------|
| ST70002A | Cinturón a 2 pz metal reflex negra |
| ST43014 | Colchón Cross Chair |

Accesorios Opcionales

| | |
|----------|--|
| IF01043B | Portasuero TRACK 4 |
| CR00081 | Carro Cross Chair |
| ST00497B | DNA Strap con enrollador integrado |
| ST00498B | DNA Straptorax con enrollador integrado |
| ST00499B | STX499-CINTURON TORAX <small>Oblig. para vers. 10G</small> |
| CB09028C | Soporte fij. tanker para Safe Bar |

Datos técnicos¹

| | |
|--|---------------|
| Altura ^(MS) | 1430 mm |
| Anchura ^(MS/MC) | 600 mm |
| Profundidad con mangos y palancas cerradas ^(MS) | 1000 mm |
| Profundidad con mangos y palancas abiertas ^(MS) | 1365 mm |
| Larga (con mangos cerrados) ^(MC) | 1970 mm |
| Larga con mangos abiertos ^(MC) | 2235 mm |
| Dimensión barandillas | 600x200 mm |
| Peso ^(Con colchón) | 29,5 ± 0,5 kg |
| Capacidad de carga | 250 kg |

¹MS: Modalidad silla – MC: Modalidad Camilla

DM de clase I de acuerdo con la Dir. 93/42/CEE

CROSS CHAIR CAMILLA/SILLA
P/AMARILLO

CR00080C

Clasificación CND



V0899

Rev.2 (16/06/2017)

COPIA NO CONTROLADA – revisiones posteriores estarán disponibles en el link <http://support.spencer.it>

Spencer Italia S.r.l. Sala Baganza (PR) Italia Tel. +39.0521.541111 Fax +39.0521.541222

www.spencer.it