

CROSS CHAIR

Brancard convertible en chaise



Cross Chair est un brancard convertible en chaise permettant de simplifier les opérations de transport des patients durant les opérations de secours et durant le transport en ambulance. Pour augmenter la versatilité et la sécurité, est disponible un chariot dédié permettant l'utilisation sur les véhicules de secours et pour simplifier les opérations de transport.

Caractéristiques spécifiques

- Changement de configuration en seulement 2 secondes
- Matelas confort en PVC à quatre sections
- Couche patient en polyéthylène de simple nettoyage
- Dossier/tête ajustable en cinq positions
- Poignées télescopiques
- Poignées postérieures rabattables
- Compatible pour le Chariot Cross Chair
- Léger et robuste
- Les barrières rabattables Safe Bar permettent de sécuriser le patient même en configuration chaise portoir
- Roues Ø 150 mm pour améliorer le positionnement
- Position antichoc (jambes relevées) Trendelenburg
- Roues antérieures Ø75mm pivotantes avec frein agissant sur les roulements et sur l'axe pour améliorer le transport du dispositif en position chaise

Équipement standard

ST70002A	Sangle patient 2 éléments boucle métal 4
ST43014	Matelas Cross Chair

Accessoires

IF01043B	Porte perfusion télescopique TRACK 4
CR00081	Chariot Cross Chair
ST00497B	DNA sangle enrouleur intégré
ST00498B	DNA sangle thoracique enrouleur intégré
ST00499B	STX499 - Ceinture Thoracique ^(nécess. pour vers. 10G)
CB09028C	Support pour porte bouteille tanker

Données techniques

Hauteur modalité chaise	1430 mm
Largeur	600 mm
Profondeur modalité chaise	1000 mm
Profondeur modalité chaise avec poignées dépliées	1365 mm
Longueur modalité brancard	1970 mm
Longueur modalité brancard avec poignées dépliées	2235 mm
Barrières rabattables	600x200 mm
Poids ^(Matelas inclus)	29,5 ± 0,5 kg
Capacité de portage	250 kg

DM de classe I conformément à la Dir. 93/42/CEE

CROSS CHAIR CIVIERE CONVERTIBLE
EN CHAISE AVEC MATELAS

CR00080C

Classification CND



V0899

Rev.2 (16/06/2017)

COPIE NON CONTRÔLÉE - des révisions ultérieures seront disponibles au lien <http://support.spencer.it>

Spencer Italia S.r.l. Sala Baganza (PR) Italia Tel. +39.0521.541111 Fax +39.0521.541222

www.spencer.it