

## CARRO CROSS CHAIR

Carro para camilla/silla



Carro dedicado a la camilla/silla Cross Chair, para agilizar el movimiento, la carga y el anclaje en ambulancia. Debe ser utilizado con los sistemas de anclaje Spencer dedicados.

### Características específicas

- Robusta estructura en acero
- Ruedas  $\varnothing 200$  para mejorar la capacidad de movimiento
- Frenos de parqueo en las ruedas posteriores
- Se puede poner en posición intermedia para facilitar la carga de Cross Chair
- Sistema de anclaje de Cross Chair fácil de operar.

### Datos técnicos

Longitud	1980 $\pm$ 10 mm
Ancho	570 $\pm$ 5 mm
Altura del perfil de deslizamiento (Carro posición alta)	850/900 mm
Altura del perfil de deslizamiento (Carro posición intermedia)	600/680 mm
Altura del perfil de deslizamiento (Carro posición baja)	280 mm
Ruedas	$\varnothing$ 200 mm
Peso	35,5 $\pm$ 0,5 kg
Capacidad de carga <sup>1</sup>	170 kg

<sup>1</sup> Considerando peso del paciente, equipamiento y accesorios

### Accesorios opcionales

CR00080C	Cross Chair Camilla/silla
ST42100A	Anclaje posterior (FP)
ST42200A	Anclaje anterior (FA)

DM de clase I en base a la Dir. 93/42/CEE

CROSS CHAIR CARRO

CR00081C

Clasificación CND



V0899

Rev.2 (18/07/2017)

COPIA NO REVISADA – revisiones posteriores serán disponibles en el link <http://support.spencer.it>

Spencer Italia S.r.l. Sala Baganza (PR) Italia Tel. +39.0521.541111 Fax +39.0521.541222

[www.spencer.it](http://www.spencer.it)