

CARRELLO CROSS CHAIR

Carrello per Barellino/Sedia



Carrello dedicato al Barellino/Sedia Cross Chair, per facilitarne la movimentazione, il caricamento e fissaggio all'interno dei veicoli sanitari. Deve essere utilizzato con i sistemi di fissaggio Spencer dedicati.

Caratteristiche specifiche

Robusto telaio in acciaio
 Ruote $\varnothing 200$ per aumentare la scorrevolezza
 Freni di stazionamento sulle ruote posteriori
 Posizionabile in altezza intermedia per facilitare il caricamento di Cross Chair
 Sistema di fissaggio di Cross Chair di facile azionamento.

Dati tecnici

Lunghezza	1980 \pm 10 mm
Larghezza	570 \pm 5 mm
Altezza profilo scorrimento (Carrello alzato)	850/900 mm
Altezza profilo di scorrimento (Carrello posizione intermedia)	600/680 mm
Altezza profilo di scorrimento (Carrello abbassato)	280 mm
Ruote	$\varnothing 200$ mm
Peso	35,5 \pm 0,5 kg
Capacità di carico ¹	150 kg

¹ Considerando il peso del paziente, equipaggiamento e accessori

Accessori opzionali

CR00080C	Cross Chair Barellino/sedia
ST42100A	Fermo posteriore (FP)
ST42200A	Fermo anteriore (FA)

DM di classe I secondo la Dir. 93/42/CEE

CROSS CHAIR CARRELLO

CR00081C

Classificazione CND



V0899

Rev.2 (18/07/2017)

COPIA NON CONTROLLATA – successive revisioni saranno disponibili al link <http://support.spencer.it>

Spencer Italia S.r.l. Sala Baganza (PR) Italia Tel. +39.0521.541111 Fax +39.0521.541222

www.spencer.it