

CROSS CHAIR

Carro certificado 10G



Carro dedicado a la camilla/silla Cross Chair, para facilitar su transporte y su movimiento, así como la carga y la fijación dentro de los vehículos sanitarios. Certificado 10G si usado con el sistema de fijación Spencer R-Max.

Características específicas

- Robusto chasis en acero
- Ruedas $\varnothing 200$ para aumentar la fluidez
- Frenos de estacionamiento en las ruedas posteriores
- Se puede posicionar a una altura intermedia para facilitar la carga de la Cross Chair
- Sistema de fijación de Cross Chair fácil de accionar.

Datos técnicos

Largo	1980 \pm 10 mm
Ancho	570 \pm 5 mm
Altura perfil desplazamiento (Carro levantado)	850/900 mm
Altura perfil desplazamiento (Carro posición intermedia)	600/680 mm
Altura perfil desplazamiento (Carro en posición baja)	280 mm
Ruedas	\varnothing 200 mm
Peso	35,5 \pm 0,5 kg
Capacidad de carga ¹	150 kg

¹ Considerando el peso del paciente, equipos y accesorios

Accesorios opcionales

CR00080C	Cross Chair Camilla/silla
ST42702C	Enganche R-Max ^(Obligatorio para versiones 10G)

DM de clase I de acuerdo con la Dir. 93/42/CEE

CROSS CHAIR CARRELLO

CERTIFICADO 10G

CR00082C

Clasificación CND



V0899

Rev.2 (18/07/2017)

COPIA NO CONTROLADA– revisiones posteriores estarán disponibles en el link <http://support.spencer.it>

Spencer Italia S.r.l. Sala Baganza (PR) Italia Tel. +39.0521.541111 Fax +39.0521.541222

www.spencer.it