

CROSS CHAIR

Chariot 10g pour brancard convertible en chaise



Chariot dédié pour le brancard Cross Chair convertible en chaise. Cette solution permet de simplifier le transport le chargement et l'arrimage sur les véhicules de secours sanitaires. Produit certifié 10G si utilisé avec son système de fixation Spencer R-Max.

Caractéristiques spécifiques

Châssis robuste réalisé en acier
Roues $\varnothing 200$ pour améliorer la manœuvrabilité
Freins de stationnement sur les roues arrières
Position tréteaux pour simplifier les opérations de chargement du brancard Cross Chair
Système de fixation du Cross Chair de simple utilisation.

Données techniques

Longueur	1980 \pm 10 mm
Largeur	570 \pm 5 mm
Hauteur profil supérieur (Position haute)	850/900 mm
Hauteur profil supérieur (Position tréteaux)	600/680 mm
Hauteur profil supérieur (Position basse)	280 mm
Roues	$\varnothing 200$ mm
Poids	35,5 \pm 0,5 kg
Capacité de charge ¹	150 kg

¹ Considère le poids du patient, des équipements et des accessoires

Accessoires en option

CR00080C	Cross Chair brancard/chaise
ST42702C	Système d'ancrage 3 points R-Max (nécess. pour vers. 10G)

DM de classe I conformément à la Dir. 93/42/CEE

CHARIOT CROSS CHAIR 10G

CR00082C

Classification CND



V0899

Rev.2 (18/07/2017)

COPIE NON CONTRÔLÉE - des révisions ultérieures seront disponibles au lien <http://support.spencer.it>

Spencer Italia S.r.l. Sala Baganza (PR) Italia Tel. +39.0521.541111 Fax +39.0521.541222

www.spencer.it