

CROSSOVER CHAIR

Carro-camilla certificado 10G



Carro-camilla dedicado a la camilla/silla Cross Chair, para facilitar la movilización, la carga y el anclaje en ambulancia. Certificado 10G si utilizado con el sistema de anclaje Spencer S-MAX.

Características específicas

- Robusto chasis en acero
- 2 ruedas giratorias de gran diámetro para aumentar la fluidez de manejo
- Frenos de parqueo en las ruedas traseras
- Ajustable en alturas intermedias para facilitar la carga de Cross Chair
- Sistema de anclaje para Cross Chair, fácil de accionar
- Sistema Twist para convertir en giratorias también las ruedas anteriores

Accesorios opcionales

CR00080C	Cross Chair Camilla/Silla
ST42707C	Anclaje S-Max <small>(obligatorio para versiones 10G)</small>

Datos técnicos

Longitud	1980 ± 10 mm
Ancho	570 ± 5 mm
Altura perfil de deslizamiento (Carro en altura máxima)	850/900 mm
Altura perfil de deslizamiento (Carro en posición intermedia)	600/680 mm
Altura perfil de deslizamiento (Carro en altura mínima)	280 mm
Ruedas	∅ 200 mm
Peso	35,5 ± 0,5 kg
Capacidad e carga ¹	250 kg

¹ Considerando el peso del paciente, equipamiento y accesorios

DM de clase I en base a la Dir. 93/42/CEE

CROSSOVER CHAIR CARRO
CERTIFICADO 10G
CR00083C

Clasificación CND



V0899

Rev.0 (10/11/2017)

COPIA NO REVISADA – revisiones posteriores serán disponibles en <http://support.spencer.it>
Spencer Italia S.r.l. Sala Baganza (PR) Italia Tel. +39.0521.541111 Fax +39.0521.541222

www.spencer.it