

CROSSOVER CHAIR

Carro-camilla para Cross Chair



Carro-camilla dedicado a la camilla/silla Cross Chair, para facilitar la movilización, la carga y el anclaje en ambulancia.

Características específicas

Robusto chasis en acero
 2 ruedas giratorias de gran diámetro para aumentar la fluidez de manejo
 Frenos de parqueo en las ruedas traseras
 Ajustable en alturas intermedias para facilitar la carga de Cross Chair
 Sistema de anclaje para Cross Chair, fácil de accionar
 Sistema Twist para convertir en giratorias también las ruedas anteriores

Datos técnicos

Lunghezza	1980 ± 10 mm
Larghezza	570 ± 5 mm
Altura perfil de deslizamiento (Carro en altura máxima)	850/900 mm
Altura perfil de deslizamiento (Carro en posición intermedia)	600/680 mm
Altura perfil de deslizamiento (Carro en altura mínima)	280 mm
Ruedas	∅ 200 mm
Peso	35,5 ± 0,5 kg
Capacidad e carga ¹	250 kg

¹ Considerando el peso del paciente, equipamiento y accesorios

Accesorios opcionales

CR00080C	Cross Chair Camilla/Silla
ST42100A	Anclaje posterior (FP)
ST42200A	Anclaje anterior (FA)
ST42712A	HUX INTEGRAL – sistema de anclaje

DM de clase I en base a la Dir. 93/42/CEE

CROSSOVER CHAIR CARRO

CR00084C

Clasificación CND



V0899

Rev.0 (10/11/2017)

COPIA NO REVISADA – revisiones posteriores serán disponibles en <http://support.spencer.it>

Spencer Italia S.r.l. Sala Baganza (PR) Italia Tel. +39.0521.541111 Fax +39.0521.541222

www.spencer.it