

## CROSSOVER

### Barella autocaricante



Spencer Crossover è una barella di tipo autocaricante, compatta e leggera ad altezze variabili, per il trasporto dei pazienti. Può essere utilizzata per operazioni di soccorso su strada e su mezzi sanitari. Le gambe si piegano indipendentemente, azionando gli appositi comandi, in fase di caricamento, e si aprono automaticamente in fase di scarico. La parte anteriore del telaio in corrispondenza dello schienale, può essere ripiegata per facilitare la movimentazione in spazi ridotti. Crossover è caratterizzata da una portata maggiore rispetto ad una Cross standard.

#### Caratteristiche specifiche

Pianale in Polietilene facilmente igienizzabile
Comandi con codice colore
Schienale regolabile
Posizione antishock Trendelenburg
Sistema Twist azionabile dal maniglione dei comandi, per rendere pivotanti anche le ruote anteriori
Freni sulle ruote posteriori
Sponde reclinabili Safe bar
Sistema altezza variabile per agevolare il caricamento del paziente
Carrello di carico pieghevole per ridurre gli ingombri

#### Accessori

ST42712A	HUX integrale – sistema di fissaggio
ST42100A	Fissaggio posteriore per barelle autocaricanti
ST42200A	Fissaggio anteriore per barelle autocaricanti
EN90003C	END-T Tavolino per barelle cert.10G
ST00491A	STX 90 Poggiatesta telescopico per barelle
ST00497B	DNA STRAP cint. c/arrotolettore integrato
ST00498B	DNA STRAP cint. toracica c/arrotolettore integrato
IF01047C	Track 4-30 portaflebo telescopico
CB09025C	Tanker portab.giallo per sponda barella
CB09028C	Supporto fissaggio Tanker per Safe Bar

#### Accessori di serie

Materasso anatomico in PVC QMX/777
Cinture STX 702 due pezzi metallo reflex nere

#### Dati tecnici

Lunghezza	1980 ± 10 mm
Lunghezza accorciata	1660 ± 10 mm
Larghezza	580 ± mm
Peso <sup>(Senza accessori di serie)</sup>	45 ± 1 kg
Capacità di carico	250 kg
Ruote	Ø200 mm
Altezza sotto ruota carrello di carico	Da 52 a 70 cm
Materiale telaio	Acciaio
Lunghezza sponde	680 mm
Altezza sponde	200 mm

DM di classe I secondo la Dir. 93/42/CEE

CROSSOVER T T/CROMO P/NERO  
C/QMX777

CR50002C

Classificazione CND V0899

Identificativo registrazione 318191



Rev.5 (18/07/2017)

COPIA NON CONTROLLATA – successive revisioni saranno disponibili al link <http://support.spencer.it>

Spencer Italia S.r.l. Sala Baganza (PR) Italia Tel. +39.0521.541111 Fax +39.0521.541222

[www.spencer.it](http://www.spencer.it)