

CROSSOVER

Barella autocaricante



Spencer Crossover è una barella di tipo autocaricante, compatta e leggera ad altezze variabili, per il trasporto dei pazienti. Può essere utilizzata per operazioni di soccorso su strada e su mezzi sanitari. Le gambe si piegano indipendentemente, azionando gli appositi comandi, in fase di caricamento, e si aprono automaticamente in fase di scarico. La parte anteriore del telaio in corrispondenza dello schienale, può essere ripiegata per facilitare la movimentazione in spazi ridotti. Crossover è caratterizzata da una portata maggiore rispetto ad una Cross standard.

Caratteristiche specifiche

- Pianale in Polietilene facilmente igienizzabile
- Comandi con codice colore
- Schiena regolabile
- Posizione antishock Trendelenburg
- Sistema Twist azionabile dal maniglione dei comandi, per rendere pivotanti anche le ruote anteriori
- Freni sulle ruote posteriori
- Sponde reclinabili Safe bar
- Sistema altezza variabile per agevolare il caricamento del paziente
- Carrello di carico pieghevole per ridurre gli ingombri

Accessori

ST42712A	HUX integrale – sistema di fissaggio
ST42100A	Fissaggio posteriore per barelle autocaricanti
ST42200A	Fissaggio anteriore per barelle autocaricanti
EN90003C	END-T Tavolino per barelle cert.10G
ST00491A	STX 90 Poggiatesta telescopico per barelle
ST00497B	DNA STRAP cint. c/arrotolettore integrato
ST00498B	DNA STRAP cint. toracica c/arrotolettore integrato
IF01047C	Track 4-30 portaflebo telescopico
CB09025C	Tanker portab.giallo per sponda barella
CB09028C	Supporto fissaggio Tanker per Safe Bar

Accessori di serie

- Materasso anatomico in PVC QMX/777
- Cinture STX 702 due pezzi metallo reflex nere

Dati tecnici

Lunghezza	1980 ± 10 mm
Lunghezza accorciata	1660 ± 10 mm
Larghezza	580 ± mm
Peso ^(Senza accessori di serie)	45 ± 1 kg
Capacità di carico	250 kg
Ruote	Ø200 mm
Altezza sotto ruota carrello di carico	Da 52 a 70 cm
Materiale telaio	Acciaio
Lunghezza sponde	680 mm
Altezza sponde	200 mm

DM di classe I secondo la Dir. 93/42/CEE

CROSSOVER T T/CROMO
P/ARANCIO C/QMX777

CR50003C

Classificazione CND V0899

Identificativo registrazione 396557



Rev.0 (01/03/2018)

COPIA NON CONTROLLATA – successive revisioni saranno disponibili al link <http://support.spencer.it>

Spencer Italia S.r.l. Sala Baganza (PR) Italia Tel. +39.0521.541111 Fax +39.0521.541222

spencer.it