

# CROSSOVER

## Camilla automática



Spencer Crossover es una camilla de tipo automático, con alturas variables, para el transporte de pacientes. Se puede utilizar para operaciones de rescate en carretera y en medios de transportes sanitarios. Las patas se pliegan de forma independiente, mediante la activación de los comandos apropiados, en la fase de carga, y se abren automáticamente en la fase de descarga. La parte delantera del chasis en correspondencia con el respaldo, se puede plegar para facilitar el manejo en espacios reducidos

### Características específicas

Plano en Polietileno que se puede limpiar fácilmente
Palancas con código color
Respaldo regulable
Posición antishock Trendelenburg y Fowler
2 ruedas fijas y dos giratorias de gran diámetro para aumentar la fluidez
Frenos en las ruedas traseras
Barandillas reclinables <i>Safe bar</i>
Sistema alturas variables para facilitar la carga del paciente
Carro chasis plegable para ahorrar espacio

### Accesorios opcionales

ST42100A	Anclaje trasero para camillas automáticas
ST42200A	Anclaje de frente para camillas automáticas
EN90003C	END-T mesita para camillas cert.10G
ST00491A	STX 90 Poggiatesta telescópico per barelle
ST00497B	DNA STRAP cint. toraxica c/enrollador integrado
ST00498B	DNA STRAP cint. toraxica c/enrollador integrado
IF01047C	Track 4-30 portasuero telescópico
CB09025C	Tanker porta-balón amarillo para barandilla de la camilla
CB09028C	Soporte anclaje para Tanker para barandilla Safe Bar

### Accesorios estándar

ST70000A	Colchón anatómico en PVC QMX/777
ST70002A	Cinturones STX 702 dos piezas en metal reflex negros

### Detalles técnicos

Largo	1980 mm
Largo acortada	1660 mm
Ancho	580 mm
Peso	49 kg
Capacidad	250 kg
Ruedas	ø200 mm
Altura debajo de la rueda del carro chasis de carga	52 - 70 cm
Material chasis	Acero
Largo barandillas	680 mm
Altura barandillas	200 mm

DM de clase I de acuerdo con la Dir. 93/42/CEE

CROSSOVER TF T/CROMO  
P/NEGRO C/QMX777  
**CR50005C**



Clasificación CND	V0899
ID de registro	396560

Rev.1 (18/07/2017)

COPIA NO CONTROLADA– revisiones posteriores estarán disponibles en el link <http://support.spencer.it>

Spencer Italia S.r.l. Sala Baganza (PR) Italia Tel. +39.0521.541111 Fax +39.0521.541222

[www.spencer.it](http://www.spencer.it)