

## CROSS

### Barella autocaricante



Spencer Cross è una barella di tipo autocaricante, compatta e leggera ad altezze variabili, per il trasporto dei pazienti. Può essere utilizzata per operazioni di soccorso su strada e su mezzi sanitari. Le gambe si piegano indipendentemente, azionando gli appositi comandi, in fase di caricamento, e si aprono automaticamente in fase di scarico. La parte anteriore del telaio in corrispondenza dello schienale, può essere ripiegata per facilitare la movimentazione in spazi ridotti.

#### Caratteristiche specifiche

Pianale in Polietilene facilmente igienizzabile
Comandi con codice colore
Schienale regolabile
Posizione antishock Trendelenburg
2 Ruote fisse e 2 piroettanti di grande diametro per aumentare la scorrevolezza
Freni sulle ruote posteriori
Sponde reclinabili <i>Safe bar</i>
Sistema altezza variabile per agevolare il caricamento del paziente
Carrello di carico pieghevole per ridurre gli ingombri

#### Accessori opzionali

ST42100A	Fissaggio posteriore per barelle autocaricanti
ST42200A	Fissaggio anteriore per barelle autocaricanti
EN90003C	END-T Tavolino per barelle cert.10G
ST00491A	STX 90 Poggiatesta telescopico per barelle
ST00497B	DNA STRAP cint. c/arrotolatore integrato
ST00498B	DNA STRAP cint. toracica c/arrot. integrato
IF01047C	Track 4-30 portaflebo telescopico
CB09025C	Tanker portab.giallo per sponda barella
CB09028C	Supporto fissaggio Tanker per Safe Bar

#### Accessori di serie

Materasso anatomico in PVC QMX/777
Cinture STX 702 due pezzi metallo reflex nere

#### Dati tecnici

Lunghezza	1980±10 mm
Lunghezza accorciata	1660±10 mm
Larghezza	580±10 mm
Peso	45±1 kg
Portata	170 kg
Ruote	ø200 mm
Altezza sotto ruota carrello di carico	Da 52 a 70 cm
Materiale telaio	Acciaio
Lunghezza sponde	680 mm
Altezza sponde	200 mm

#### DM di classe I secondo la Dir. 93/42/CEE

CROSS T BARELLA  
AUTOCARICANTE PIANALE NERO  
TELAIO CROMO COM MATERASSO  
QMX777



#### CR50051E

Classificazione CND	V0899
Identificativo registrazione	80649

Rev.2 (18/07/2017)

COPIA NON CONTROLLATA – successive revisioni saranno disponibili al link <http://support.spencer.it>

Spencer Italia S.r.l. Sala Baganza (PR) Italia Tel. +39.0521.541111 Fax +39.0521.541222

[www.spencer.it](http://www.spencer.it)