

## CROSS UP 8409

### Carrello certificato 10G



Carrello autocaricante dedicato all'utilizzo con il barellino Cross Up 8409. In fase di caricamento le gambe si chiudono azionando gli appositi comandi, mentre in fase di scarico si aprono automaticamente. Il sistema ad altezze variabili è di semplice utilizzo e le procedure di sollevamento e abbassamento richiedono il minimo sforzo. Certificato 10G se utilizzato con sistema di fissaggio Spencer certificato.

#### Caratteristiche specifiche

Comandi con codice colore

2 Ruote fisse e 2 piroettanti di grande diametro per aumentare la scorrevolezza

Freni sulle ruote posteriori

Sistema altezza variabile per agevolare le procedure di trasferimento del paziente posizionato sul barellino

#### Dati tecnici

|  |                 |
|--|-----------------|
| Lunghezza                              | 1975 ± 10mm     |
| Larghezza                              | 580 ± 10mm      |
| Altezza massima appoggio barellino     | 910 ± 10mm      |
| Altezza intermedia appoggio barellino  | 680 ± 10mm      |
| Altezza minima appoggio barellino      | 280 ± 10mm      |
| Altezza sotto ruota carrello di carico | 65 cm           |
| Ruote                                  | ø200 mm         |
| Materiali                              | Acciaio, Al, PE |
| Capacità di carico                     | 250 kg          |
| Peso                                   | 31 ± 1 kg       |

#### Accessori opzionali

|          |   |
|----------|---|
| ST42702C | Gancio R-Max <small>(Obbligatorio per versioni 10G)</small> |
| CR00009E | BARELLINO S CROSS UP 8409                                   |
| CR00010E | BARELLINO T CROSS UP 8409                                   |
| CR00012E | BARELLINO TF CROSS UP 8409                                  |
| CR00013E | BARELLINO S CROSS UP 8409 PER B-BAK PIN                     |
| CR00014E | BARELLINO T CROSS UP 8409 PER B-BAK PIN                     |
| CR00015E | BARELLINO TF CROSS UP 8409 PER B-BAK PIN                    |

DM di classe I secondo la Dir. 93/42/CEE

CARRELLO CROSS UP 8409

CERTIFICATO 10G

CR60003E

Classificazione CND V0899

Identificativo registrazione 792768



Rev.2 (03/03/2015)

COPIA NON CONTROLLATA – successive revisioni saranno disponibili al link <http://support.spencer.it>

Spencer Italia S.r.l. Collecchio (PR) Italia Tel. +39.0521.541111 Fax +39.0521.541222

[www.spencer.it](http://www.spencer.it)