

CROSS UP 8409

Carrello certificato 10G



Carrello autocaricante dedicato all'utilizzo con il barellino Cross Up 8409. In fase di caricamento le game si chiudono azionando gli appositi comandi, mentre in fase di scarico si aprono automaticamente. Il sistema ad altezze variabili è di semplice utilizzo e le procedure di sollevamento e abbassamento richiedono il minimo sforzo. Certificato 10G se utilizzato con sistema di fissaggio Spencer certificato.

Caratteristiche specifiche

Comandi con codice colore

2 Ruote fisse e 2 piroettanti di grande diametro per aumentare la scorrevolezza

Freni sulle ruote posteriori

Sistema altezza variabile per agevolare le procedure di trasferimento del paziente posizionato sul barellino

Dati tecnici

Lunghezza	1975 ± 10mm
Larghezza	580 ± 10mm
Altezza massima appoggio barellino	910 ± 10mm
Altezza intermedia appoggio barellino	680 ± 10mm
Altezza minima appoggio barellino	280 ± 10mm
Altezza sotto ruota carrello di carico	65 cm
Ruote	ø200 mm
Materiali	Acciaio, Al, PE
Capacità di carico	250 kg
Peso	31 ± 1 kg

Accessori opzionali

ST42702C	Gancio R-Max ^(Obbligatorio per versioni 10G)
CR00009E	BARELLINO S CROSS UP 8409
CR00010E	BARELLINO T CROSS UP 8409
CR00012E	BARELLINO TF CROSS UP 8409
CR00013E	BARELLINO S CROSS UP 8409 PER B-BAK PIN
CR00014E	BARELLINO T CROSS UP 8409 PER B-BAK PIN
CR00015E	BARELLINO TF CROSS UP 8409 PER B-BAK PIN

DM di classe I secondo la Dir. 93/42/CEE

CARRELLO CROSS UP 8409

CERTIFICATO 10G

CR60003E

Classificazione CND V0899

Identificativo registrazione 792768



Rev.3 (18/07/2017)

COPIA NON CONTROLLATA – successive revisioni saranno disponibili al link <http://support.spencer.it>

Spencer Italia S.r.l. Sala Baganza (PR) Italia Tel. +39.0521.541111 Fax +39.0521.541222

www.spencer.it