

CROSS UP 8409

Transporter noszy, certyfikowany 10G



Transporter samozaładowczy, przeznaczony do noszy Cross Up 8409. Golenie składane niezależnie, uruchamiane odpowiednimi dźwigniami, otwierane automatycznie przy rozładunku. Prosty w użyciu system zmiany wysokości, pozwalający na unoszenie i opuszczanie przy minimalnym wysiłku. Certyfikacja 10G przy zastosowaniu dedykowanego systemu mocowania Spencer.

Cechy charakterystyczne

Dźwignie oznaczone kolorami
2 stałe i 2 skrętne koła o dużej średnicy ułatwiającej poruszanie
Hamulce kół tylnych
Zmienna wysokość ułatwiająca przenoszenie pacjenta.

Technical data

Długość	1975 ± 10mm
Szerokość	580 ± 10mm
Wysokość maks. noszy	910 ± 10mm
Wysokość śr. noszy	680 ± 10mm
Wysokość min. noszy	280 ± 10mm
Wysokość kółek załadunkowych	65 cm
Koła	∅200 mm
Materiały	Stal nierdzewna, Al, PE
Udźwig	250 kg
Waga	31 ± 1 kg

Akcesoria

ST42702C	R-Max system mocujący <small>(wymagany dla wersji 10G)</small>
CR00009E	NOSZE S CROSS UP 8409
CR00010E	NOSZE T CROSS UP 8409
CR00012E	NOSZE TF CROSS UP 8409
CR00013E	NOSZE S CROSS UP 8409 z mocowaniem deski ortopedycznej B-BAK PIN
CR00014E	NOSZE T CROSS UP 8409 z mocowaniem deski ortopedycznej B-BAK PIN
CR00015E	NOSZE TF CROSS UP 8409 z mocowaniem deski ortopedycznej B-BAK PIN

Klasa I Urz, Med. zgodnie z Dyr. 93/42/CEE

CROSS UP TROLLEY 8409

CERTIFIED 10 G

CR60003E

Klasyfikacja CND



Numer rejestracji

V0899
792768

Rev.3 (18/07/2017)

UNCHECKED COPY – further revisions will be available on <http://support.spencer.it>
Spencer Italia S.r.l. Sala Baganza (PR) Italia Tel. +39.0521.541111 Fax +39.0521.541222

www.spencer.it