

## CROSS

### Barella autocaricante 10G



Spencer Cross è una barella di tipo autocaricante, compatta e leggera ad altezze variabili, per il trasporto dei pazienti. Può essere utilizzata per operazioni di soccorso su strada e su mezzi sanitari. Le gambe si piegano indipendentemente, azionando gli appositi comandi, in fase di caricamento, e si aprono automaticamente in fase di scarico. La parte anteriore del telaio in corrispondenza dello schienale, può essere ripiegata per facilitare la movimentazione in spazi ridotti.

#### Caratteristiche specifiche

Pianale in Polietilene facilmente igienizzabile
Comandi con codice colore
Schienale regolabile
Posizione antishock Trendelenburg
2 Ruote fisse e 2 piroettanti di grande diametro per aumentare la scorrevolezza
Freni sulle ruote posteriori
Sponde reclinabili <i>Safe bar</i>
Sistema altezza variabile per agevolare il caricamento del paziente
Carrello di carico pieghevole per ridurre gli ingombri

#### Accessori di serie

ST70002A	Cinture STX 702 due pezzi metallo reflex nere
----------	---

#### Accessori opzionali

ST42702C	Gancio R-Max <sup>(Obbligatorio per versioni 10G)</sup>
EN90003C	END-T Tavolino per barelle cert.10G
ST00491A	STX 90 Poggiatesta telescopico per barelle
ST00497B	DNA STRAP cint. c/arrotolatore integrato
ST00498B	DNA STRAP cint. toracica c/arrot. integrato
IF01047C	Track 4-30 portaflebo telescopico
ST70000A	QMX777 Materasso termosaldato anatomico PVC nero
CB09025C	Tanker portab.giallo per sponda barella
CB09028C	Supporto fissaggio Tanker per Safe Bar

#### Dati tecnici

Lunghezza	1980 mm
Lunghezza accorciata	1660 mm
Larghezza	580 mm
Peso	45 kg
Portata	170 kg
Ruote	ø200 mm
Altezza sotto ruota carrello di carico	64 cm
Materiale telaio	Acciaio
Lunghezza sponde	680 mm
Altezza sponde	200 mm

#### DM di classe I secondo la Dir. 93/42/CEE

CROSS T P/NERO /CROMO  
CERTIFICATA 10G

CR60051C

Classificazione CND V0899

Identificativo registrazione 406254



Rev.2 (18/07/2017)

COPIA NON CONTROLLATA – successive revisioni saranno disponibili al link <http://support.spencer.it>

Spencer Italia S.r.l. Sala Baganza (PR) Italia Tel. +39.0521.541111 Fax +39.0521.541222

[www.spencer.it](http://www.spencer.it)