

## CROSSOVER

### 10G Camilla auto cargable



Spencer Crossover es una camilla auto cargable con alturas ajustables para el transporte del paciente. Es una camilla compacta y ligera, para utilización en las operaciones de rescate en las calles y vehículos de rescate. Las patas se pliegan de forma independiente, activando los comandos dedicados durante el procedimiento de descarga, se abren automáticamente. El carro de carga se puede plegar para hacer el movimiento más fácil en espacios confinados. Crossover se caracteriza por una mayor capacidad de carga respecto a una camilla Cross estándar.

#### Características específicas

Tablero de polietileno fácil de limpiar
Comandos codificados con colores
Respaldo ajustable
Posición de Trendelenburg antishock
Extrema maniobrabilidad gracias al sistema Twist que, una vez activado, hace pivotear también las ruedas delanteras
Frenos en las ruedas traseras
Barras laterales plegables Safe bar
Sistema de alturas ajustables
Carro de carga plegable

#### Accesorios opcionales

ST42702C	Anclaje R-Max <small>(Obligatorio para las versiones 10g)</small>
EN90003C	END-T mesa para camillas certificada 10g
ST00491A	STX 90 apoyo telescópico para la cabeza para camillas
ST00497B	DNA STRAP correa con sistema enrollador
ST00498B	DNA STRAP correa torácica con sistema enrollador
IF01047C	Track 4-30 Porta Suero telescópico
CB09025C	Porta tanque de oxígeno, ajustable a la barra lateral de la camilla
CB09028C	Soporte porta tanque de oxígeno para Safe Bar

#### Equipamiento estándar

ST70000A	Colchoneta anatómica en PVC QMX/777
ST70002A	STX 702 dos cinturones negros de metal reflex

#### Datos Técnicos

Longitud	1980 mm
Longitud acortada	1660 mm
Ancho	580 mm
Peso <small>(Sin equipamiento Standar)</small>	45 ± 1 kg
Capacidad	250 kg
Ruedas	∅200 mm
Altura ruedas del carro de carga	Desde 52 hasta 70 cm
Material del marco	Acero
Longitud de las barras laterales	680 mm
Altura de las barras laterales	200 mm

Class I Dispos. Médicos de acuerdo con la Dir. 93/42/CEE

CROSS OVER T CROMO PLANO  
NEGRO CON COLCHONETA  
QMX777 10G



**CR70002C**

Clasificación CND	V0899
Número de registro	343886

Rev.6 (18/07/2017)

UNCHECKED COPY – further revisions will be available on <http://support.spencer.it>  
Spencer Italia S.r.l. Sala Baganza (PR) Italia Tel. +39.0521.541111 Fax +39.0521.541222

[www.spencer.it](http://www.spencer.it)