

CROSSOVER

Barella autocaricante 10g



Spencer Crossover è una barella di tipo autocaricante, compatta e leggera ad altezze variabili, per il trasporto dei pazienti. Può essere utilizzata per operazioni di soccorso su strada e su mezzi sanitari. Le gambe si piegano indipendentemente, azionando gli appositi comandi, in fase di caricamento, e si aprono automaticamente in fase di scarico. La parte anteriore del telaio in corrispondenza dello schienale, può essere ripiegata per facilitare la movimentazione in spazi ridotti. Crossover è caratterizzata da una portata maggiore rispetto ad una Cross standard. Certificata 10g se utilizzata con il sistema di fissaggio S-Max.

Caratteristiche specifiche

Pianale in Polietilene facilmente igienizzabile
Comandi con codice colore
Schienale regolabile
Posizione antishock Trendelenburg
Manovrabilità estrema grazie al sistema Twist che, se azionato, rende pivotanti anche le ruote anteriori.
Freni sulle ruote posteriori
Sponde reclinabili *Safe bar*
Sistema altezza variabile per agevolare il caricamento del paziente
Carrello di carico pieghevole per ridurre gli ingombri

Accessori di serie

Materasso anatomico in PVC QMX/777
Cinture STX 702 due pezzi metallo reflex nere

Technical data

Lunghezza	1980 ± 10 mm
Lunghezza accorciata	1660 ± 10mm
Larghezza	570 ± 10mm
Peso	45 kg
Portata	250 kg
Ruote	Ø200 mm
Altezza sotto ruota carrello di carico	Da 47 a 55 cm
Materiale telaio	Acciaio inox
Lunghezza sponde	680 mm
Altezza sponde	200 mm

Accessori

ST42707C	S-MAX Sistema di fissaggio 10g <small>(obbligatorio per versioni 10g)</small>
ST00499B	STX 499 Cinture toraciche
IF01047C	Track 4-30 portaflebo telescopico
ST00479C	FIXO KID Sistema di ritenzione pediatrico
ST00497B	DNA STRAP cint. c/arrotolettore integrato
ST00498B	DNA STRAP cint. toracica c/arrotolettore integrato
ST00491A	STX 90 Poggiatesta telescopico per barelle

DM di classe I secondo la Dir. 93/42/CEE

CROSSOVER T BASSA T/CROMO
P/NERO C/QMX777 CERT.10G



Classificazione CND

V0899

Rev.0 (26/04/2018)

COPIA NON CONTROLLATA – successive revisioni saranno disponibili al link <http://support.spencer.it>

Spencer Italia S.r.l. Sala Baganza (PR) Italia Tel. +39.0521.541111 Fax +39.0521.541222

spencer.it