

## CROSS

### Barella autocaricante



Spencer Cross è una barella di tipo autocaricante, compatta e leggera ad altezze variabili, per il trasporto dei pazienti. Può essere utilizzata per operazioni di soccorso su strada e su mezzi sanitari. Le gambe si piegano indipendentemente, azionando gli appositi comandi, in fase di caricamento, e si aprono automaticamente in fase di scarico. La parte anteriore del telaio in corrispondenza dello schienale, può essere ripiegata per facilitare la movimentazione in spazi ridotti. Certificata 10g se utilizzata con il sistema di fissaggio Spencer R-MAX o S-MAX.

#### Caratteristiche specifiche

Pianale in Polietilene facilmente igienizzabile
Comandi con codice colore
Schienale regolabile
Posizioni antishock Trendelenburg e Fowler
2 Ruote fisse e 2 piroettanti di grande diametro per aumentare la scorrevolezza
Freni sulle ruote posteriori
Sponde reclinabili <i>Safe bar</i>
Sistema altezza variabile per agevolare il caricamento del paziente
Carrello di carico pieghevole per ridurre gli ingombri

#### Accessori di serie

ST70000A	Materasso anatomico in PVC QMX/777
ST70002A	Cinture STX 702 due pezzi metallo reflex nere

#### Dati tecnici

Lunghezza	1980 ± 10 mm
Lunghezza accorciata	1660 ± 10 mm
Larghezza	580 ± 10 mm
Peso	45 ± 1 kg
Portata	170 kg
Ruote	∅200 mm
Altezza sotto ruota carrello di carico	Da 52 a 70 cm
Materiale telaio	Acciaio
Lunghezza sponde	680 mm
Altezza sponde	200 mm

#### Accessori opzionali

ST42702C	Gancio R-Max (Obbligatorio per versioni 10G)
ST42707B	Sistema di fiss. 10g S-Max (Obbligatorio per versioni 10G)
EN90003C	END-T Tavolino per barelle cert.10G
ST00491A	STX 90 Poggiatesta telescopico per barelle
ST00497B	DNA STRAP cint. c/arrotolettore integrato
ST00498B	DNA STRAP cint. toracica c/arrotolettore integrato
IF01047C	Track 4-30 portaflebo telescopico
CB09025C	Tanker portab.giallo per sponda barella
CB09028C	Supporto fissaggio Tanker per Safe Bar

#### DM di classe I secondo la Dir. 93/42/CEE

CROSS TF P/NERO T/CROMO  
C/MX777 CERTIFICATA 10G  
**CR71051E**



Classificazione CND	V0899
Identificativo registrazione	343888

Rev.1 (18/07/2017)

COPIA NON CONTROLLATA – successive revisioni saranno disponibili al link <http://support.spencer.it>  
Spencer Italia S.r.l. Sala Baganza (PR) Italia Tel. +39.0521.541111 Fax +39.0521.541222

[www.spencer.it](http://www.spencer.it)