

CROSS

Maca para ambulancia



Spencer Cross é uma maca auto-carga, compacta e leve com alturas ajustáveis, para o transporte de pacientes. Pode ser usada para operações de resgate na estrada nas ambulancias. As pernas dobram-se de forma independente, ativando os comandos apropriados, na fase de carga, e abrem-se automaticamente durante a fase de descarga. A parte frontal do quadro em correspondência com o encosto, pode ser dobrada para facilitar a movimentação em pequenos espaços. Certificada 10G se usada com o sistema de fixação Spencer R-MAX ou S-MAX.

Especificações técnicas

| |
|--|
| Plano em polietileno fácil de limpar |
| Comandos com código de cores |
| Encosto ajustável |
| Posições anti-choque Trendelenburg e Fowler |
| 2 rodas fixas e 2 giratórias de grande diâmetro para aumentar o deslizamento |
| Freios nas rodas traseiras |
| Barra laterais reclináveis <i>Safe bar</i> |
| Sistema de altura variável para facilitar a carga do paciente |
| Carro de carga dobrável para reduzir as dimensões globais |

Acessórios opcionais

| | |
|----------|--|
| ST42702C | Fixação R-Max <small>(Obrigatorio pera macas 10G)</small> |
| ST42707B | Fixaçãp 10G S-Max <small>(Obrigatorio para macas10G)</small> |
| EN90003C | END-T Mesa para macas cert.10G |
| ST00491A | STX 90 Encosto para a cabeça telescópica para macas |
| ST00497B | DNA STRAP cint. c/enrolador integrado |
| ST00498B | DNA STRAP cint. torácicos c/enrolador integrado |
| IF01047C | Track 4-30 porta-soro telescópico |
| CB09025C | Tanker porta-garrafas amarelo para barras laterais macas |
| CB09028C | Apoio fixação Tanker para barras laterais Safe Bar |

Acessórios

| | |
|----------|---|
| ST70000A | Colchão anatômico em PVC QMX/777 |
| ST70002A | Cintos STX 702 duas peças metal reflex pretas |

Dados técnicos

| | |
|-----------------------------------|---------------|
| Comprimento | 1980 ± 10 mm |
| Comprimento encortada | 1660 ± 10 mm |
| Largura | 580 ± 10 mm |
| Peso | 45 ± 1 kg |
| Capacidade | 170 kg |
| Rodas | ∅200 mm |
| Altura sob roda do carro de carga | Da 52 a 70 cm |
| Material quadro | Acciaio |
| Comprimento barras laterais | 680 mm |
| Altura barras laterais | 200 mm |

DM de classe I de acordo com a Dir. 93/42/CEE

CROSS T PLANO PRETO QUADRO
CROMO C/QMX777 CERT 10G

CR71051E

| | |
|-------------------|--------|
| Classificação CND | V0899 |
| ID de registro | 343888 |



Rev.1 (18/07/2017)

COPIA NON CONTROLLATA – successive revisioni saranno disponibili al link <http://support.spencer.it>

Spencer Italia S.r.l. Sala Baganza (PR) Italia Tel. +39.0521.541111 Fax +39.0521.541222

www.spencer.it