

PROLUNGA PER CARRELLO DI CARICO



Accessorio per agevolare il caricamento delle barelle modello Cross nei casi in cui sporgenze del mezzo ostacolano le normali manovre di accesso al piano di carico.

DATI TECNICI

Larghezza assemblato	570 mm
Materiali	Acciaio, Nylon
Avanzamento massimo rispetto alla posizione originale	75 mm

CR90010B

PROLUNGA PER AVANZARE
CARRELLO DI CARICO



COPIA NON CONTROLLATA – successive revisioni saranno disponibili al link <http://support.spencer.it/it/pdf>

Spencer Italia S.r.l. Collecchio (PR) Italia Tel. +39.0521.541111 Fax +39.0521.541222
www.spencer.it

Rev.0 (13/09/2014)

Per verificare la correttezza delle informazioni qui riportate e aggiornate, contattare l'ufficio commerciale di Spencer Italia: info@spencer.it