

## A-Blade

### Lame Laringo



Lama riutilizzabile tipo Macintosh la cui curvatura consente di far scivolare naturalmente la punta nella posizione della vallecchia e l'ampia flangia assiste tenendo al sicuro la lingua da parte durante l'intubazione.

#### Caratteristiche specifiche

Sterilizzabile in autoclave  
Standard di riferimento ISO 7376

#### Dati tecnici

Misura	5
Materiale	Acciaio
Trasmissione luce	Fibre ottiche integrate
Illuminazione	Distale

DM di classe I secondo la Dir. 93/42/CEE

A-BLADE – LAMA MACINTOSH  
C/TESTA ACRILICA MIS.5

DG00015A

Classificazione CND



Z12021003

Rev.1 (18/07/2017)

COPIA NON CONTROLLATA – successive revisioni saranno disponibili al link <http://support.spencer.it>

Spencer Italia S.r.l. Sala Baganza (PR) Italia Tel. +39.0521.541111 Fax +39.0521.541222

[www.spencer.it](http://www.spencer.it)