

LSK 1

Contenitore vuoto per laringo



Astuccio semirigido studiato per i professionisti della rianimazione.

Caratteristiche specifiche

Offre ottima protezione al contenuto ed è dotato di due divisori interni staccabili in cui alloggiare comodamente lame e manici

Chiusura a zip per un facile accesso al contenuto

Dati tecnici

Dimensioni	220x225x80 mm
Materiali	EVA

LSK 1 - CONTENITORE VUOTO KIT
LARINGO 10 LAME
DG00100A

Rev.0 (09/08/2017)

COPIA NON CONTROLLATA – successive revisioni saranno disponibili al link <http://support.spencer.it>
Spencer Italia S.r.l. Sala Baganza (PR) Italia Tel. +39.0521.541111 Fax +39.0521.541222

www.spencer.it