

IME

Borsa per intubazione



Borsa semirigida per alloggiare laringoscopi, lame ed eventuali altri accessori necessari per le procedure di intubazione durante fasi di pronto soccorso.

Caratteristiche specifiche

Involucro semirigido con chiusura a zip e maniglia di trasporto
 Insetto rifrangente per aumentare la visibilità
 Due divisori semirigidi per suddividere al meglio il contenuto
 Fasce elastiche su supporti staccabili per il fissaggio degli accessori ancorate ai divisori per mezzo di inserti strap

Dati tecnici

Dimensioni	310x360x100±5mm
Peso	850 ± 10 g
Materiali	EVA
Supporti staccabili	8 di varie dimensioni

IME BORSA PER KIT INTUBAZIONE VUOTA
 IN EVA NERA
 DG00111A

Rev.1 (18/07/2017)

COPIA NON CONTROLLATA – successive revisioni saranno disponibili al link <http://support.spencer.it>
 Spencer Italia S.r.l. Sala Baganza (PR) Italia Tel. +39.0521.541111 Fax +39.0521.541222

www.spencer.it