

Yankauer

Cannula sterile per aspirazione



Cannula Yankauer per aspirazione non dotata di foro di controllo del vuoto.

Caratteristiche specifiche

Estremamente leggera
 Trasparente per consentire la visualizzazione dell'aspirato
 Doppia zona di curvatura per un accesso più efficace
 Punta arrotondata atraumatica
 Fornita in confezione sterile

Dati tecnici

Lunghezza totale	260 mm
Lunghezza parte ricurva	40mm e 50 mm
Lunghezza parte retta	55 mm
Foro aspirazione	∅ 4 mm
Diametro esterno	8 mm
Peso	Circa 20g

DM di classe IIa secondo la Dir. 93/42/CEE

YANKAUER - CANNULA RIGIDA STERILE
 PER ASPIRAZIONE
 DG00150A



Classificazione CND	A06010103
Identificativo registrazione	335476

Distribuito da Spencer Italia S.r.l.

Rev.0 (09/09/2016)

COPIA NON CONTROLLATA – successive revisioni saranno disponibili al link <http://support.spencer.it>

Spencer Italia S.r.l. Collecchio (PR) Italia Tel. +39.0521.541111 Fax +39.0521.541222

www.spencer.it