

# Yankauer

## Sonde d'aspiration stérile



Sonde d'aspiration Yankauer rigide et stérile

### Caractéristiques spécifiques

- Extrêmement légère
- Transparente pour visualiser le liquides aspirés
- Double pliage pour une utilisation simplifiée et efficace
- Pointe arrondie atraumatique
- Livrée en emballage stérile

### Données techniques

Longueur totale	260 mm
Largeur partie pliée	40mm et 50 mm
Longeur partie droite	55 mm
Diamètre tube aspiration	ø 4 mm
Diamètre extérieur	8 mm
Poids	Environ 20g

DM de Classe IIa selon la Dir. 93/42/CEE

YANKAUER – SONDE D'ASPIRATION  
RIGIDE STERILE  
DG00150A



Classification CND	A06010103
Identifiant d'enregistrement	335476

Distribuito da Spencer Italia S.r.l.

Rev.1 (15/01/2018)

COPIA NON CONTROLLATA – successive revisioni saranno disponibili al link <http://support.spencer.it>  
Spencer Italia S.r.l. Sala Baganza (PR) Italia Tel. +39.0521.541111 Fax +39.0521.541222

[www.spencer.it](http://www.spencer.it)