

# Yankauer

## Cannula sterile per aspirazione



Cannula Yankauer per aspirazione non dotata di foro di controllo del vuoto.

### Caratteristiche specifiche

- Estremamente leggera
- Trasparente per consentire la visualizzazione dell'aspirato
- Doppia zona di curvatura per un accesso più efficace
- Punta arrotondata atraumatica
- Fornita in confezione sterile

### Dati tecnici

Lunghezza totale	260 mm
Lunghezza parte ricurva	40mm e 50 mm
Lunghezza parte retta	55 mm
Foro aspirazione	Ø 4 mm
Diametro esterno	8 mm
Peso	Circa 20g

DM di classe IIa secondo la Dir. 93/42/CEE

YANKAUER - CANNULA RIGIDA STERILE  
PER ASPIRAZIONE  
DG00150A



Classificazione CND	A06010103
Identificativo registrazione	335476

Distribuito da Spencer Italia S.r.l.

Rev.1 (15/01/2018)

COPIA NON CONTROLLATA – successive revisioni saranno disponibili al link <http://support.spencer.it>  
Spencer Italia S.r.l. Sala Baganza (PR) Italia Tel. +39.0521.541111 Fax +39.0521.541222

[www.spencer.it](http://www.spencer.it)