

## DGX 50

### Catéter de aspiración



Catéter de aspiración estéril con válvula de control.

#### Características específicas

Válvula de control para detener la aspiración con facilidad  
Tamaño fácilmente identificable gracias a la utilización de códigos de color

#### Datos técnicos

Medida	12F (4mm)
Longitud	550 mm
Color conexión	Blanco

DM de clase IIa de acuerdo a la Dir. 93/42/CEE

DGX 50 – CATÉTER DE ASPIRACIÓN CH 12  
DG00212C



Clasificación CND	R05010102
ID de registro	334368

Distribuido da Spencer Italia S.r.l.

Rev.1 (15/01/2018)

COPIA NON CONTROLLATA – successive revisioni saranno disponibili al link <http://support.spencer.it>  
Spencer Italia S.r.l. Sala Baganza (PR) Italia Tel. +39.0521.541111 Fax +39.0521.541222

[www.spencer.it](http://www.spencer.it)