

DGX 50

Catetere di aspirazione



Catetere di aspirazione sterile con valvola di controllo.

Caratteristiche specifiche

Valvola di controllo per interrompere l'aspirazione con facilità
Dimensione facilmente identificabile grazie all'utilizzo di codici colore

Dati tecnici

Misura	12F (4mm)
Lunghezza	550 mm
Colore connessione	Bianco

DM di classe IIa secondo la Dir. 93/42/CEE

DGX 50 – CATETERE ASPIRAZIONE CH 12
DG00212C



Classificazione CND	R05010102
Identificativo registrazione	334368

Distribuito da Spencer Italia S.r.l.

Rev.1 (10/10/2017)

COPIA NON CONTROLLATA – successive revisioni saranno disponibili al link <http://support.spencer.it>
Spencer Italia S.r.l. Sala Baganza (PR) Italia Tel. +39.0521.541111 Fax +39.0521.541222

www.spencer.it