


DGX 50

Catetere di aspirazione



Catetere di aspirazione sterile con valvola di controllo.

Caratteristiche specifiche

Valvola di controllo per interrompere l'aspirazione con facilità
Dimensione facilmente identificabile grazie all'utilizzo di codici colore

Dati tecnici

Misura	16F (5,33mm)
Lunghezza	550 mm
Colore connessione	Arancio

DM di classe IIa secondo la Dir. 93/42/CEE /CEE

DGX 50 – CATETERE ASPIRAZIONE CH 16
DG00216C



Clasificación CND

R05010102

Distribuito da Spencer Italia S.r.l.

Rev.1 (10/10/2017)

COPIA NON CONTROLLATA – successive revisioni saranno disponibili al link <http://support.spencer.it>
Spencer Italia S.r.l. Sala Baganza (PR) Italia Tel. +39.0521.541111 Fax +39.0521.541222

www.spencer.it