

## DGX 50

### Catetere di aspirazione



Catetere di aspirazione sterile con valvola di controllo.

#### Caratteristiche specifiche

Valvola di controllo per interrompere l'aspirazione con facilità  
Dimensione facilmente identificabile grazie all'utilizzo di codici colore

#### Dati tecnici

|                    |            |
|--------------------|------------|
| Misura             | 18F (6 mm) |
| Lunghezza          | 550 mm     |
| Colore connessione | Rosso      |

DM di classe IIa secondo la Dir. 93/42/CEE /CEE

DGX 50 – CATETERE ASPIRAZIONE CH 18

DG00218C



Clasificación CND

R05010102

Distribuito da Spencer Italia S.r.l.

Rev.1 (10/10/2017)

COPIA NON CONTROLLATA – successive revisioni saranno disponibili al link <http://support.spencer.it>

Spencer Italia S.r.l. Sala Baganza (PR) Italia Tel. +39.0521.541111 Fax +39.0521.541222

[www.spencer.it](http://www.spencer.it)