

## UNIVERSAL

### Ciseaux de Jesco



Ciseaux conçus pour découper différents matériaux: pansements, fils, plâtres synthétiques, vêtements et bandages.

#### Caractéristiques spécifiques

Légers et de simple utilisation  
Composé d'un manche en plastique et d'une partie coupante en acier inoxydable  
Pointe arrondie

#### Données techniques

Dimensions	190x90x10 mm
Longueur lame	55 mm
Autoclavable à 134°	

DM de classe I selon la dir. 93/42/CE

UNIVERSAL – CISEAUX UNIVERSEL MANCHE ORANGE

DG00601A

Rev.1 (15/01/2018)

UNCHECKED COPY – further revisions will be available on <http://support.spencer.it>  
Spencer Italia S.r.l. Sala Baganza (PR) Italia Tel. +39.0521.541111 Fax +39.0521.541222

[spencer.it](http://spencer.it)