

## UNIVERSAL

### Forbici bottonute



Forbici bottonute ideali per tagliare bendaggi, abiti e cinture.

#### Caratteristiche specifiche

Leggere e comode da impugnare

La parte terminale è realizzata in modo da potersi inserire tra bendaggio e pelle senza provocare lesioni

#### Dati tecnici

Dimensioni	190x90x10 mm
Lunghezza lama	55 mm
Autoclavabili a 134°	

DM di classe I in accordo alla dir. 93/42/CE

UNIVERSAL - FORBICI BOTTONUTE MANICO NERO

DG00603A

Rev.1 (15/01/2018)

UNCHECKED COPY – further revisions will be available on <http://support.spencer.it>

Spencer Italia S.r.l. a socio unico Sala Baganza (PR) Italia Tel. +39.0521.541111 Fax +39.0521.541222

[spencer.it](http://spencer.it)