

DGX 311

Sfigmomanometro a mercurio
con fonendoscopio



Sfigmomanometro a mercurio completo di fonendoscopio per la misurazione non invasiva della pressione sanguigna arteriosa.

Caratteristiche specifiche

Cassa in alluminio con chiusura a scatto per un'ottimale protezione del contenuto
Scala di lettura precisa e chiara
Peretta con regolazione sfiato a vite
Manometro con numerazione ogni 10 mmHg e divisione ogni 2 mmHg
Bracciale con indicazioni direzione di applicazione
Fonendoscopio e bracciale possono essere alloggiati all'interno della cassa

Dati tecnici

Dimensione chiuso	340x95x55 ± 2mm
Dimensione aperto	340x95x355 ± 2mm
Dimensioni bracciale disteso	530x150 mm
Adatto a circonferenze	Da 25,4 a 40,6 cm
Lunghezza tubi bracciale	50 cm
Lunghezza tubo fonendoscopio	60 cm
Scala colonna di mercurio	0-300 mmHg
Sezione colonna di mercurio	3,5 ± 0,1 mm
Materiali	Al, Nylon, gomma, Ottone Cromato
Peso totale	1,1 kg

DM di classe IM secondo la Dir. 93/42/CEE

SFIGMOMANOMETRO A
MERCURIO CON FONENDOSCOPIO



DG01311A

Classificazione CND	C9006
Identificativo registrazione	89961

Rev.1 (15/01/2018)

COPIA NON CONTROLLATA – successive revisioni saranno disponibili al link <http://support.spencer.it>

Spencer Italia S.r.l. Sala Baganza (PR) Italia Tel. +39.0521.541111 Fax +39.0521.541222

www.spencer.it

Rev.1 (15/01/2018)

COPIA NON CONTROLLATA – successive revisioni saranno disponibili al link <http://support.spencer.it>

Spencer Italia S.r.l. Sala Baganza (PR) Italia Tel. +39.0521.541111 Fax +39.0521.541222

www.spencer.it