

## DGX 411

### Sfigmomanometro aneroido



Sfigmomanometro adulto per la misurazione non invasiva della pressione sanguigna arteriosa.

#### Caratteristiche specifiche

- Sistema di misurazione a due tubi
- Manometro con cassa in metallo per una maggior resistenza
- Peretta con regolazione sfiato a vite
- Manometro con numerazione ogni 20 mmHg e tacche ogni 2 mmHg
- Clip di fissaggio integrata nel manometro
- Bracciale con indicazioni direzione di applicazione
- Custodia in nylon con chiusura a zip per un rapido e sicuro stoccaggio

#### Dati tecnici

Dimensioni bracciale disteso	530x150 mm
Adatto a circonferenze	Da 25,4 a 40,6 cm
Lunghezza tubi	60 cm
Scala manometro	0-300 mmHg
Diametro manometro	50 mm
Diametro quadrante	44 mm
Materiali	Nylon, gomma, Al, Ottone Cromato
Peso c/custodia	350 g

DM di classe IM secondo la Dir. 93/42/CEE

DGX 411 - SFIGMO.ANER. 2  
TUBI C/BRACC.ADULTO ARAN.



DG01411C

Classificazione CND	C9006
Identificativo registrazione	90113

Rev.1 (15/01/2018)

COPIA NON CONTROLLATA – successive revisioni saranno disponibili al link <http://support.spencer.it>  
Spencer Italia S.r.l. Sala Baganza (PR) Italia Tel. +39.0521.541111 Fax +39.0521.541222

[www.spencer.it](http://www.spencer.it)