

PROFESSIONAL

Sfigmomanometro aneroido palmare pediatrico



Sfigmomanometro adulto per la misurazione non invasiva della pressione sanguigna arteriosa.

Caratteristiche specifiche

- Sistema di misurazione a un tubo
- Manometro con cassa in metallo per una maggior resistenza
- Peretta con regolazione sfiato a vite
- Manometro con numerazione ogni 20 mmHg e tacche ogni 2 mmHg
- Bracciale con indicazioni direzione di applicazione
- Custodia in nylon con chiusura a zip per un rapido e sicuro stoccaggio

Dati tecnici

Dimensioni bracciale	340x100 mm
Adatto a circonferenze	Da 18,5 a 27 cm
Lunghezza tubo	50 cm
Scala manometro	0-300 mmHg
Diametro manometro	68 mm
Diametro quadrante	58 mm
Materiali	Nylon, gomma, Al, Ottone Cromato
Peso bracciale	45 g
Peso man. palmare	205 g
Peso kit c/custodia	320 g

DM di classe IM secondo la Dir. 93/42/CEE

PROFESSIONAL -
SFIGMO.ANER. 1 TUBO
PALMARE PEDIAT.



DG01417A

Classificazione CND	C9006
Identificativo registrazione	90078

Rev.1 (09/08/2018)

COPIA NON CONTROLLATA – successive revisioni saranno disponibili al link <http://support.spencer.it>
Spencer Italia S.r.l. Sala Baganza (PR) Italia Tel. +39.0521.541111 Fax +39.0521.541222

spencer.it