

PROFESSIONAL

Sfigmomanometro aneroide palmare



Sfigmomanometro adulto per la misurazione non invasiva della pressione sanguigna arteriosa.

Caratteristiche specifiche

- Sistema di misurazione a un tubo
- Manometro con cassa in metallo per una maggior resistenza
- Peretta con regolazione sfiato a vite
- Manometro con numerazione ogni 20 mmHg e tacche ogni 2 mmHg
- Bracciale con indicazioni direzione di applicazione
- Custodia in nylon con chiusura a zip per un rapido e sicuro stoccaggio

Dati tecnici

Dimensioni bracciale disteso	530x145 mm
Adatto a circonferenze	Da 25,4 a 40,6 cm
Lunghezza tubo	50 cm
Scala manometro	0-300 mmHg
Diametro manometro	68 mm
Diametro quadrante	58 mm
Materiali	Nylon, gomma, Al, Ottone Cromato
Peso bracciale	70 g
Peso man. palmare	205 g
Peso kit c/custodia	320 g

DM di classe IM secondo la Dir. 93/42/CEE

PROFESSIONAL -
SFIGMO.ANER. 1 TUBO
PALMARE ADULTO



DG01418A

Classificazione CND	C9006
Identificativo registrazione	90077

Rev.1 (23/02/2017)

COPIA NON CONTROLLATA – successive revisioni saranno disponibili al link <http://support.spencer.it>

Spencer Italia S.r.l. Collecchio (PR) Italia Tel. +39.0521.541111 Fax +39.0521.541222

www.spencer.it