

## PROFESSIONAL

### Sfigmomanometro aneroidale palmare



Sfigmomanometro adulto per la misurazione non invasiva della pressione sanguigna arteriosa.

#### Caratteristiche specifiche

- Sistema di misurazione a un tubo
- Manometro con cassa in metallo per una maggior resistenza
- Peretta con regolazione sfiato a vite
- Manometro con numerazione ogni 20 mmHg e tacche ogni 2 mmHg
- Bracciale con indicazioni direzione di applicazione
- Custodia in nylon con chiusura a zip per un rapido e sicuro stoccaggio

#### Dati tecnici

Dimensioni bracciale disteso	530x145 mm
Adatto a circonferenze	Da 25,4 a 40,6 cm
Lunghezza tubo	50 cm
Scala manometro	0-300 mmHg
Diametro manometro	68 mm
Diametro quadrante	58 mm
Materiali	Nylon, gomma, Al, Ottone Cromato
Peso bracciale	70 g
Peso man. palmare	205 g
Peso kit c/custodia	320 g

DM di classe IM secondo la Dir. 93/42/CEE

PROFESSIONAL -  
SFIGMO.ANER. 1 TUBO  
PALMARE ADULTO



**DG01418A**

Classificazione CND C9006

Identificativo registrazione 90077

Rev.2 (15/01/2018)

COPIA NON CONTROLLATA – successive revisioni saranno disponibili al link <http://support.spencer.it>  
Spencer Italia S.r.l. Sala Baganza (PR) Italia Tel. +39.0521.541111 Fax +39.0521.541222

[www.spencer.it](http://www.spencer.it)