

PROFESSIONAL

Esfigmomanómetro aneróide de mão



Esfigmomanómetro adulto para a medição não invasiva da pressão sanguínea arterial.

Características específicas

- Sistema de medição um tubo
- Manómetro com caixa de metal para uma maior resistência
- Pêra com regulação para libertação
- Manómetro com numeração cada 20 mmHg e traços cada 2 mmHg
- Braçadeira com indicações direcção de aplicação
- Saco de nylon com zíper para um armazenamento fácil e seguro

Dados técnicos

Dimensões braçadeira esticada	530x145 mm
Adequado para circunferências	Da 25,4 a 40,6 cm
Comprimentos Tubo	50 cm
Escala manómetro	0-300 mmHg
Diâmetro manómetro	68 mm
Diâmetro quadrante	58 mm
Materiais	Nylon, borracha, Al, Latão cromado
Peso braçadeira	70 g
Peso man. de mão	205 g

DM de classe IM de acordo com a Dir. 93/42/CEE

PROFESSIONAL -
ESFIGMO.ANER. DE MÃO 1
TUBO ADULTO



DG01418A

Classificação CND	C9006
ID de registro	90077

Rev.2 (15/01/2018)

COPIA NON CONTROLLATA – successive revisioni saranno disponibili al link <http://support.spencer.it>
Spencer Italia S.r.l. Sala Baganza (PR) Italia Tel. +39.0521.541111 Fax +39.0521.541222

www.spencer.it