

## DIAGNOSTIC

### Sfigmomanometro aneroide palmare



Sfigmomanometro adulto completo di custodia adatto per essere utilizzato sul braccio.

#### Caratteristiche specifiche

Sistema a due tubi  
 Manometro con cassa in alluminio per una maggior resistenza  
 Peretta con valvola di regolazione  
 Custodia in nylon con chiusura a zip per un rapido e sicuro stoccaggio

#### Dati tecnici

Dimensioni bracciale disteso	530x145 mm
Dimensioni custodia	65x180x110 mm
Adatto a circonferenze	Da 25,4 a 40,6 cm
Lunghezza tubi	50 cm
Scala manometro	0-300 mmHg
Diametro quadrante	45 mm
Materiali	Nylon, gomma, Al, Ottone Cromato
Peso c/custodia	335 g

DM di classe IM secondo la Dir. 93/42/CEE

DIAGNOSTIC - SFIGMO. ANER. 2  
 TUBI C/CASSA ALLUM.



**DG01460D**

Classificazione CND	C9006
Identificativo registrazione	90086

Rev.1 (15/01/2018)

COPIA NON CONTROLLATA – successive revisioni saranno disponibili al link <http://support.spencer.it>  
 Spencer Italia S.r.l. Sala Baganza (PR) Italia Tel. +39.0521.541111 Fax +39.0521.541222

[www.spencer.it](http://www.spencer.it)