

VISO BUMPER

Tensiomètre anéroïde avec grand cadran et protection



Tensiomètre à installation murale, pour la mesure non invasive de la pression artérielle.

Fonctionnalités spécifiques

- Cadran avec protection
- Tuyau de raccordement en spirale au tensiomètre pour éviter les obstacles lors de l'utilisation dans des espaces confinés.
- Cadran avec numérotation à 20mmHg et division de 2 mmHg
- Compartiment pour le logement du brassard et tous les petits accessoires
- Bande élastique intégrée dans le compartiment pour empêcher la fuite des accessoires
- Brassard avec indications sur le sens d'application

Conforme à

UNI EN ISO 81060-1

Données techniques

Dimension du brassard étendu	530x145 mm
Dimension de Viso Bumper	ø220x150 mm
Diamètre du cadran	ø130 mm
Convient pour les circonférences	de 25,4 à 40,6 cm
Longueur du tuyau	50 cm
Longueur du tuyau en spirale	de 15 à 170 cm
Plage du manomètre	0-300 mmHg
Matériaux	PE, nylon, caoutchouc, Al
Poids total	1,1 ± 0,1 kg

DM de classe Im selon la Dir. 93/42/CEE

VISO BUMPER – TENSIOMETRE ANÉROÏDE JAUNE. AVEC GRAND CADRAN ET PROTECTION



DG01600A

Classification CND	C9006
Identifiant d'enregistrement	89767

Rev.1 (15/01/2018)

COPIE NON VERIFIEE - d'autres révisions seront disponibles sur <http://support.spencer.it>
Spencer Italia S.r.l. Sala Baganza (PR) Italia Tél. +39.0521.541111 Fax +39.0521.541222

spencer.it