

## VISO BUMPER

Ciśnieniomierz aneroidowy z dużą tarczą i obudową ochronną



Ciśnieniomierz ścienny, do nieinwazyjnego pomiaru ciśnienia tętniczego krwi.

### Cechy charakterystyczne

- Obudowa ochronna tarczy
- Spiralny dren ułatwiający użytkowanie na niewielkiej ograniczonej przestrzeni.
- Tarcza z wartościami co 20mmHg i podziałką co 2 mmHg
- Schówek na mankiet i drobne akcesoria
- Zintegrowany z komorą gumowy uchwyt, zapobiegający wypadaniu akcesoriów
- Mankiet z zaznaczeniem kierunku założenia

### Zgodność z normą:

UNI EN ISO 81060-1

### Dane techniczne:

Rozmiar rozwiniętego mankieta	530x145 mm
Wymiary ciśnieniomierza	ø220x150 mm
Średnica tarczy	ø130 mm
Zakres obwodu do montażu	od 25,4 do 40,6 cm
Długość drenu	50 cm
Długość drenu spiralnego	od 15 do 170 cm
Zakres pomiarowy	0-300 mmHg
Materiał	PE, Nylon, guma, Al
Waga całkowita	1,1 ± 0,1 kg

Klasa Im, znak CE zgodnie z Dir. 93/42/CEE

VISO BUMPER – YELLOW  
ANEROID SPHYG. WITH LARGE  
DIAL AND PROTECTION



DG01600A

Klasyfikacja CND	C9006
Numer rejestracji	89767

Rev.1 (15/01/2018)

UNCHECKED COPY – further revisions will be available on <http://support.spencer.it>  
Spencer Italia S.r.l. Sala Baganza (PR) Italia Tel. +39.0521.541111 Fax +39.0521.541222

[www.spencer.it](http://www.spencer.it)